



Fitas de Identificação

A identificação com fitas coloridas auxilia na **organização, rastreabilidade e gestão** dos instrumentais durante o fluxo de processamento. Pode-se determinar cores específicas por **especialidades**, comunicar **necessidade de reparo**, entre outras funções.



Autoclaváveis





Livres de Látex

As folhas com adesivos pré-cortados oferecem, ainda, a versatilidade de combinações de cores em **linhas horizontais, diagonais ou xadrez** para facilitar a marcação e todas as identificações que forem necessárias.



















COMPOSIÇÃO FITA 6 MM
Comprimento total: 9,5 metros

Cada folha inclui:

231 fitas de 6,35x2,54 cm
44 fitas de 6,35x3,81 cm
11 fitas de 6,35x5,08 cm
11 fitas de 6,35x12,7 cm



Fita em Folha
Cores Sólidas - 6mm

 T-120-01 branco	 T-120-10 laranja brilhante
 T-120-02 azul	 T-120-11 rosa
 T-120-03 verde	 T-120-12 cinza
 T-120-04 vermelho	 T-120-13 verde limão
 T-120-05 amarelo	 T-120-14 azul claro
 T-120-06 roxo	 T-120-15 lavanda
 T-120-07 laranja	 T-120-16 bege
 T-120-08 marrom	 T-120-17 ameixa
 T-120-09 preto	 T-120-21 verde esmeralda

Fita em Folha
2 cores personalizadas - 6mm

 T-220-0102	 T-320-0102	 T-320-0110	 T-320-0503	 T-320-0907
 T-220-0103	 T-320-0103	 T-320-0111	 T-320-0504	 T-320-0911
 T-220-0104	 T-320-0104	 T-320-0114	 T-320-0905	 T-320-0914
 T-220-0106	 T-320-0105	 T-320-0115		 T-320-0915
 T-220-0111	 T-320-0106	 T-320-0203		
	 T-320-0107	 T-320-0204		
	 T-320-0108	 T-320-0211		
	 T-320-0109			

Fita em Rolo
Cores Sólidas

Em formato de rolo, resistente a altas temperaturas, autoclavável e isenta de látex.
Comprimento total: 6,35 metros.

 T-02-01 branco
 T-02-02 azul
 T-02-03 verde
 T-02-04 vermelho
 T-02-05 amarelo
 T-02-06 roxo
 T-02-07 laranja
 T-02-08 marrom
 T-02-09 preto

