



ACESSÓRIOS FAMI




Acessórios, como racks para pinças, tags, mantas de silicone, entre outros, indicados para uso em conjunto com outras soluções para proporcionar maior eficiência e segurança tanto para os processos quanto para os profissionais, marcas FAMI e Key Surgical.

Os **acessórios** são utilizados para promover maior proteção, melhor identificação ou acomodação em diversas etapas do ciclo de processamento, permitindo usufruir ao máximo os benefícios e melhorando os processos, em hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na veterinária.

Diferenciais

- Extensa gama de componentes autoclaváveis.
- Duráveis e versáteis, foram projetados para assegurar a máxima qualidade e eficiência nas etapas do ciclo de processamento.

Suporte para envelopes de esterilização em papel grau cirúrgico: em formato espiral com divisórias, melhora a organização e circulação do agente esterilizante ao impedir a sobreposição dos envelopes. Otimiza a capacidade interna de autoclaves a vapor e permite a esterilização simultânea de vários pacotes.



Rack para pinças: com espaçadores de silicone para a acomodação segura das pinças em Cestos para Processamento e Contêineres.



Grampo para instrumental: em três diferentes tamanhos, para o agrupamento e organização de instrumentais.



Manta de silicone: com superfície em forma de pinos, que proporcionam proteção e segurança na acomodação dos dispositivos médicos, evitando sua movimentação dentro da embalagem de proteção (caixa/estojo/cesto) durante o processo de esterilização e transporte.



Placas de identificação para contêiner em alumínio: auxiliam na identificação dos contêineres por especialidade, ou outro padrão de cores utilizado pela instituição.



Tags plásticas para identificação: que ajudam na identificação e organização, contribuindo para melhor gestão por meio da codificação por cores ou padrões estabelecidos pela instituição.



Etiqueta para identificação em inox: que permite, devido à sua superfície plana, a gravação de código de barras, Data Matrix e textos, ou ainda, o uso de etiquetas de identificação. Possui uma presilha que permite a fixação no cesto de processamento.

Códigos, dimensões e peso

Suporte para envelopes de esterilização em papel grau cirúrgico

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
888.809	Ø90 x 260 mm	100 g	Com 9 divisórias, marca FAMI

Rack para pinças

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
843.060	485 x 235 x 160 mm	900 g	Para 10 pinças, marca FAMI

Grampo para instrumental

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
888.811	75 mm	100 g	Marca FAMI
888.812	100 mm	120 g	Marca FAMI
888.813	125 mm	130 g	Marca FAMI

Etiqueta para identificação em inox

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
888.830	70 x 30 mm	15 g	Marca FAMI

Manta de Silicone

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
557.426	18 x 8 cm	70 g	Para estojos 18 x 8 cm, marca FAMI
557.430	20 x 10 cm	100 g	Para estojos 20 x 10 cm, marca FAMI
557.438	26 x 12 cm	150 g	Para estojos 26 x 12 cm, marca FAMI
557.442	26 x 16 cm	180 g	Para estojos 26 x 16 cm, marca FAMI
557.443	28 x 14 cm	195 g	Para estojos 28 x 14 cm, marca FAMI
557.448	32 x 16 cm	220 g	Para estojos 32 x 16 cm, marca FAMI

Placas de identificação para contêiner em alumínio

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
888.821	5 x 1,8 cm	10 g	Prata, marca FAMI
888.822	5 x 1,8 cm	10 g	Amarelo, marca FAMI
888.823	5 x 1,8 cm	10 g	Vermelho, marca FAMI
888.824	5 x 1,8 cm	10 g	Azul, marca FAMI
888.825	5 x 1,8 cm	10 g	Verde, marca FAMI
888.826	5 x 1,8 cm	10 g	Preta, marca FAMI
888.827	5 x 1,8 cm	10 g	Violeta, marca FAMI
888.828	5 x 1,8 cm	10 g	Laranja, marca FAMI
888.829	5 x 1,8 cm	10 g	Marrom, marca FAMI

Tags plásticas para identificação

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
430172	160 x 35 mm	175 g	Branca, marca FAMI
430176	160 x 35 mm	175 g	Azul, marca FAMI
430178	160 x 35 mm	175 g	Verde, marca FAMI
430152	236 x 50 mm	380 g	Branca, marca FAMI
430156	236 x 50 mm	380 g	Azul, marca FAMI
430158	236 x 50 mm	380 g	Verde, marca FAMI

+55 11 3775 0300 ✉ info@fami.com.br

🏠 www.fami.com.br

📱 /famitecmed



2024_REV03_PT