



BACIAS FAMI



Bacias, indicadas para banho de leito, transporte e armazenamento de substâncias líquidas (soluções) ou sólidas; fabricadas em aço inoxidável, marca FAMI.

Utilizadas como **recipiente** para banho de leito, transporte e armazenamento de substâncias líquidas (soluções) e sólidas como órgãos para transplante, para transporte de espécimes para exames ou outros produtos em hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar quanto na podologia.

Diferenciais

- Borda plana que não acumula sujeira facilitando a limpeza e higienização.
- Acabamento superficial com menor rugosidade.
- Pertencente à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.



Códigos, dimensões e peso

Bacias

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
131.024	ø20 x 4,3 cm	0,160 kg	Capacidade 850 ml
131.028	ø25 x 5,3 cm	0,250 kg	Capacidade 1.500 ml
131.035	ø30 x 6,3 cm	0,345 kg	Capacidade 2.500 ml
131.042	ø35 x 7,2 cm	0,430 kg	Capacidade 3.500 ml
131.048	ø40 x 8,2 cm	0,725 kg	Capacidade 5.500 ml

+55 11 3775 0300 ✉ info@fami.com.br

🏠 www.fami.com.br

📱 /famitecmed



2024_REV01_PT