



BALDES FAMI



Baldes, indicados para para coleta, transporte e descarte de substâncias líquidas (soluções) e sólidas; fabricados em aço inoxidável, marca FAMI.

Utilizados como **recipiente** para coleta, transporte e descarte de substâncias líquidas (soluções) e sólidas, como água para banho de leito, coleta de resíduos de materiais utilizados durante curativos, embalagens abertas durante procedimentos cirúrgicos ou na unidade de internação em hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na veterinária.

Diferenciais

- Borda plana que facilita a limpeza e higienização.
- Acabamento superficial com menor rugosidade.
- Pertencente à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.



Tampas vendidas separadamente

Baldes: inteiramente em aço inoxidável, com design moderno e alça reforçada que proporciona mais segurança e firmeza durante o manuseio. Disponível, também, **com tampa** que possibilita o transporte seguro e higiênico do conteúdo, evitando acidentes e respingos indesejados.



Códigos, dimensões e peso

Baldes

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
141.004	ø18 x 21 cm	0,870 kg	Capacidade 5 litros
141.010	ø29 x 25 cm	1,200 kg	Capacidade 10 litros
141.015	ø30 x 32 cm	1,560 kg	Capacidade 15 litros

Tampas*

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
141.105	ø18 cm	0,200 kg	Para balde de 5 litros
141.110	ø29 cm	0,377 kg	Para balde de 10 litros
141.115	ø30 cm	0,390 kg	Para balde de 15 litros

*Tampas vendidas separadamente

+55 11 3775 0300 ✉ info@fami.com.br

🏠 www.fami.com.br

📱 /famitecmed



2024_REV01_PT