



BANDEJAS FAMI



Bandejas, indicadas para acomodar, organizar, esterilizar e transportar dispositivos médicos, fabricadas em aço inoxidável, marca FAMI.

Utilizadas como **embalagens** na rotina dos serviços de saúde, como hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na podologia, estética e veterinária.

Diferenciais

- Borda plana que facilita a limpeza e higienização.
- Superfície não-reflexiva que oferece maior conforto visual ao profissional.
- Acabamento superficial com menor rugosidade.
- Pertencentes à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.

Bandejas Lisas ou Perfuradas: para acomodar, organizar, esterilizar e transportar dispositivos médicos na rotina dos serviços de saúde.



Bandejas com divisórias: para acomodar, organizar, esterilizar e transportar instrumentos, em clínicas e consultórios odontológicos, oferecendo proteção e segurança aos dispositivos, bem como organização e praticidade na sua utilização.



Códigos, dimensões e peso

Bandejas lisas

Códigos	Dimensões	Peso	Capacidade
231.029	18 x 8 x 2,5 cm	0,100 kg	-
231.033	22 x 9 x 1,5 cm	0,120 kg	-
231.036	22 x 12 x 1,5 cm	0,138 kg	-
231.037	22 x 12 x 3,5 cm	0,215 kg	600 ml
231.040	26 x 12 x 1,5 cm	0,188 kg	-
231.041	22 x 17 x 1,5 cm	0,182 kg	-
231.044	24 x 18 x 1,5 cm	0,235 kg	-
231.052	30 x 20 x 1,5 cm	0,265 kg	-
231.054	30 x 20 x 4 cm	0,315 kg	1.700 ml
231.058	32 x 24 x 1,5 cm	0,435 kg	-
231.060	32 x 24 x 4 cm	0,475 kg	2.000 ml
231.074	42 x 30 x 2 cm	0,690 kg	-
231.077	42 x 30 x 4,5 cm	0,770 kg	4.200 ml

Bandejas odontológicas

Códigos	Dimensões	Peso	Capacidade
230.033	22 x 9 x 1,5 cm	0,120 kg	6 instrumentos
230.041	22 x 17 x 1,5 cm	0,182 kg	12 instrumentos

Bandejas perfuradas

Códigos	Dimensões	Peso
232.033	22 x 9 x 1,5 cm	0,110 kg
232.036	22 x 12 x 1,5 cm	0,130 kg
232.037	22 x 12 x 3,5 cm	0,210 kg
232.041	22 x 17 x 1,5 cm	0,175 kg
232.052	30 x 20 x 1,5 cm	0,250 kg
232.054	30 x 20 x 4 cm	0,310 kg
232.058	32 x 24 x 1,5 cm	0,430 kg
232.060	32 x 24 x 4 cm	0,465 kg
232.074	42 x 30 x 2 cm	0,680 kg
232.077	42 x 30 x 4,5 cm	0,730 kg

+55 11 3775 0300 ✉ info@fami.com.br

🏠 www.fami.com.br

📱 /famitecmed



2024_REV02_PT