



## COMADRE ESTILO PÁ FAMI



**Comadre**, indicada para coleta de dejetos humanos líquidos e sólidos, fabricada em aço inoxidável, marca FAMI.

Utilizada como **recipiente** para coletar diurese, fezes e realizar higiene íntima em pacientes com mobilidade reduzida em ambiente médico-hospitalar, clínicas, instituições para longa permanência e *homecare*.

### Diferenciais

- Possui **alça ergonômica** para maior conforto e segurança, no uso e transporte.
- Desenvolvida para utilização **com tampa** (vendida separadamente), cujo design da alça na parte superior oferece maior conforto e segurança durante o manuseio.
- Pertencente à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.



Tampa vendida separadamente

**Tampa para comadre:** que possibilita o transporte seguro e higiênico do conteúdo coletado até o local de descarte, limpeza e desinfecção, evitando acidentes e liberação de odores.

# Códigos, dimensões e peso

## Comadre

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
240.025	40 x 28 cm	0,785 kg	Capacidade 3,5 litros

## Tampa da Comadre

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
240.026	ø40 cm	0,262 kg	Para comadre Econox FAMI

+55 11 3775 0300 ✉ info@fami.com.br

🏠 www.fami.com.br

📱 /famitecmed



2024\_REV01\_PT