



CONTÊINERES ECO SYSTEM FAMI



Contêineres Eco System, indicados para esterilização de dispositivos médicos; fabricado em alumínio anodizado, marca FAMI.

Utilizados como **sistema de barreira estéril rígido** para esterilização de dispositivos médicos em autoclaves a vapor com sistema de pré-vácuo, mantém seu conteúdo estéril até o ponto de uso (desde que seja utilizado com filtro/cassete adequado e que seu lacre não seja violado) nos Centros de Materiais e Esterilização (CME) e empresas de esterilização.

Diferenciais

- ↻ Fabricados em alumínio anodizado; resistentes à corrosão, leves e de excelente condutibilidade térmica.
- ↻ Tampa com cantos arredondados e perfurações que possibilitam a circulação do agente esterilizante; suporte/retentor do filtro em aço inoxidável e silicone; resistentes, duráveis e seguros.
- ↻ Sobretampa de segurança em alumínio anodizado acoplada.
- ↻ Fechamento tampa e base com vedação de espuma de silicone; resistente, durável e seguro; garante a esterilidade até o ponto de uso.
- ↻ Base com reforço lateral.
- ↻ Alças ergonômicas com revestimento de silicone.
- ↻ Suportes para **etiquetas de documentação e identificação*** fixados à base; facilitam a rastreabilidade do processo.
- ↻ Travas de fechamento em aço inoxidável com suporte para **lacre de segurança***; lacres garantem a inviolabilidade do sistema de barreira estéril.
- ↻ Projetados para utilização com **filtros em forma de cassete de barreira de uso permanente*** ou de **PTFE para 5.000 ciclos de processamento***, indispensáveis para formação de um sistema de barreira estéril.
- ↻ Atende os requisitos das normas internacionais ISO 11607, EN 868, DIN 58953 e ISO 17665.



Cassetes de PTFE ou Barreira



Tampa com 6 opções de cores:

- prata
- verde
- ouro
- azul
- vermelho
- preto




* Consulte a Ficha de Referência: Insumos para Contêineres

Códigos, dimensões e peso


Contêineres Eco 1/1

Tampas	Códigos, Cores e Peso	
585 x 280 mm	Barreira	PTFE
	Y 100.01B Y 100.01P	■
	Y 100.02B Y 100.02P	■
	Y 100.03B Y 100.03P	■
	Y 100.04B Y 100.04P	■
	Y 100.05B Y 100.05P	■
	Y 100.06B Y 100.06P	■
	1,375 kg	1,355 kg

Bases	Códigos	Dimensões Externas - Dimensões Internas	Peso
	Y 105.10W	585 x 280 x 90 mm - 550 x 260 x 85 mm	1,965 kg
	Y 105.13W	585 x 280 x 120 mm - 550 x 260 x 115 mm	2,150 kg
	Y 105.15W	585 x 280 x 140 mm - 550 x 260 x 135 mm	2,200 kg
	Y 105.20W	585 x 280 x 190 mm - 550 x 260 x 185 mm	2,720 kg
	Y 105.26W	585 x 280 x 250 mm - 550 x 260 x 245 mm	3,420 kg


Contêineres Eco 3/4

Tampas	Códigos, Cores e Peso	
465 x 280 mm	Barreira	PTFE
	Y 200.01B Y 200.01P	■
	Y 200.02B Y 200.02P	■
	Y 200.03B Y 200.03P	■
	Y 200.04B Y 200.04P	■
	Y 200.05B Y 200.05P	■
	Y 200.06B Y 200.06P	■
	1,080 kg	0,980 kg

Bases	Códigos	Dimensões Externas - Dimensões Internas	Peso
	Y 205.10W	465 x 280 x 90 mm - 430 x 260 x 85 mm	1,190 kg
	Y 205.13W	465 x 280 x 120 mm - 430 x 260 x 115 mm	1,470 kg
	Y 205.15W	465 x 280 x 140 mm - 430 x 260 x 135 mm	1,960 kg
	Y 205.20W	465 x 280 x 190 mm - 430 x 260 x 185 mm	2,450 kg
	Y 205.26W	465 x 280 x 250 mm - 430 x 260 x 245 mm	3,150 kg


Contêineres Eco 1/2

Tampas	Códigos, Cores e Peso	
295 x 280 mm	Barreira	PTFE
	Y 300.01B Y 300.01P	■
	Y 300.02B Y 300.02P	■
	Y 300.03B Y 300.03P	■
	Y 300.04B Y 300.04P	■
	Y 300.05B Y 300.05P	■
	Y 300.06B Y 300.06P	■
	0,780 kg	0,755 kg

Bases	Códigos	Dimensões Externas - Dimensões Internas	Peso
	Y 305.10W	295 x 280 x 90 mm - 260 x 260 x 85 mm	1,300 kg
	Y 305.13W	295 x 280 x 120 mm - 260 x 260 x 115 mm	1,490 kg
	Y 305.15W	295 x 280 x 140 mm - 260 x 260 x 135 mm	1,540 kg
	Y 305.20W	295 x 280 x 190 mm - 260 x 260 x 185 mm	2,030 kg
	Y 305.26W	295 x 280 x 250 mm - 260 x 260 x 245 mm	2,060 kg

Contêineres Eco Dental

Tampas	Códigos, Cores e Peso	
310 x 190 mm	Barreira	PTFE
	Y 500.01AB Y 500.01AP	■
	Y 500.02AB Y 500.02AP	■
	Y 500.03AB Y 500.03AP	■
	Y 500.04AB Y 500.04AP	■
	Y 500.05AB Y 500.05AP	■
	Y 500.06AB Y 500.06AP	■
	0,725 kg	0,700 kg

Bases	Códigos	Dimensões Externas - Dimensões Internas	Peso
	Y 505.08A	310 x 190 x 80 mm - 280 x 180 x 80 mm	0,420 kg
	Y 505.10A	310 x 190 x 100 mm - 280 x 180 x 100 mm	0,520 kg
	Y 505.13A	310 x 190 x 130 mm - 280 x 180 x 130 mm	0,610 kg

