



CUBAS FAMI



Cubas, indicadas para acomodação e transporte de substâncias sólidas e líquidas, fabricadas em aço inoxidável, marca FAMI.

Utilizadas como **recipientes** para acomodar, transferir, transportar e armazenar substâncias líquidas (soluções), sólidas e temporariamente espécimes para exames ou outros produtos, na rotina dos serviços de saúde, como hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na podologia, estética e veterinária.

Diferenciais

- Borda plana que facilita a limpeza e higienização.
- Superfície não-reflexiva que oferece maior conforto visual ao profissional.
- Acabamento superficial com menor rugosidade.
- Pertencentes à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.

Cuba Assepsia: para acomodação e transporte de substâncias sólidas e líquidas, fabricadas em aço inoxidável.



Cuba Rim: para acomodação e transporte de substâncias sólidas e líquidas, fabricadas em aço inoxidável.

Seu formato anatômico permite que seja posicionado junto ao corpo do paciente para contenção de fluídos durante procedimentos de higiene e troca de curativos.



Códigos, dimensões e peso



Cubas Assepsia

Códigos	Dimensões	Peso	Capacidade
231.012	8 x 4 cm	0,032 kg	150 ml
231.014	9 x 5 cm	0,050 kg	200 ml
231.015	10 x 5 cm	0,063 kg	300 ml
231.019	13 x 6 cm	0,136 kg	500 ml
231.022	16 x 6 cm	0,178 kg	1.000 ml

Cubas Assepsia

Códigos	Dimensões	Peso	Capacidade
240.038	26 x 12 cm	0,185 kg	700 ml

+55 11 3775 0300 ✉ info@fami.com.br

🏠 www.fami.com.br

📱 /famitecmed



2024_REV02_PT