



ESTOJOS LISOS FAMI



Estojos Lisos, indicados para acondicionamento e transporte de dispositivos médicos, fabricadas em aço inoxidável, marca FAMI.

Utilizados como **recipientes** para acondicionar e transportar dispositivos médicos, na rotina dos serviços de saúde, em hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na podologia, estética e veterinária.

Diferenciais

- Superfície não-reflexiva que oferece maior conforto visual ao profissional.
- Acabamento superficial com menor rugosidade.
- Pertencentes à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.

Estoque Liso: que permite a acomodação organizada e o transporte de dispositivos médicos.



Estoque liso para agulhas: para acondicionamento de agulhas.

Estoque liso porta-gaze: para armazenar e dispensar gaze tubular utilizado na rotina diária dos serviços de saúde.



Códigos, dimensões e peso

Estojo Lisos

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
111.008	ø7 x 1,5 cm	0,070 kg	Porta-agulhas
111.013	ø10 x 3 cm	0,080 kg	-
140.016	ø13 x 3 cm	0,175 kg	Porta-gaze tubular
211.017	7 x 6 x 3 cm	0,060 kg	-
211.022	12 x 5 x 2 cm	0,078 kg	-
211.023	10 x 10 x 3 cm	0,145 kg	-
211.025	18 x 4 x 3 cm	0,140 kg	-
211.028	18 x 8 x 2 cm	0,150 kg	-
211.029	18 x 8 x 3 cm	0,225 kg	-
211.031	18 x 8 x 5 cm	0,270 kg	-
211.032	20 x 10 x 2 cm	0,250 kg	-
211.033	20 x 10 x 3 cm	0,267 kg	-
211.035	20 x 10 x 5 cm	0,350 kg	-
211.044	26 x 12 x 6 cm	0,548 kg	-
211.048	28 x 14 x 6 cm	0,850 kg	-
211.056	32 x 16 x 8 cm	1,110 kg	-
211.067	36 x 22 x 9 cm	1,820 kg	-
211.069	42 x 18 x 9 cm	2,280 kg	-
211.082	42 x 28 x 12 cm	3,700 kg	-

+55 11 3775 0300 ✉ info@fami.com.br

🏠 www.fami.com.br

📱 /famitecmed



2024_REV01_PT