



JARRAS FAMI



Jarras, indicadas para banho de leito, coleta, transporte e transferência de substâncias líquidas; fabricadas em aço inoxidável, marca FAMI.

Utilizadas como **recipiente** para banho de leito, coleta, transporte e transferência de substâncias líquidas em ambiente médico-hospitalar, clínicas, instituições para longa permanência e *homecare*.

Diferenciais

- Borda plana que facilita a limpeza e higienização.
- Acabamento superficial com menor rugosidade.
- Pertencente à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.



Jarras: inteiramente em aço inoxidável, com design moderno e alça reforçada que proporciona mais segurança e firmeza durante o manuseio.

Disponível, também, **com tampa** que possibilita o transporte seguro e higiênico do conteúdo, evitando acidentes e respingos indesejados.



Códigos, dimensões e peso

Jarras

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
140.011	14 x 19 cm	0,450 kg	Capacidade 2 litros
140.014	14 x 19 cm	0,510 kg	Com tampa. Capacidade 2 litros

+55 11 3775 0300 ✉ info@fami.com.br

🏠 www.fami.com.br

📱 /famitecmed



2024_REV01_PT