

✓ O 1º passo para um CME mais seguro, moderno e sustentável

Cestos para processamento

Otimiza o processo de limpeza manual e automatizada, secagem, esterilização e transporte.

+ Resistente
+ Seguro
+ Leve

+ Econômico
+ Versátil
+ Ergonômico

➡ O cesto para processamento FAMI® substitui as caixas perfuradas e os cestos amarrados.

➡ Furos pequenos nas laterais evitam a saída dos instrumentais.
➡ Furos grandes no fundo e tampa facilitam a circulação dos agentes desinfetantes e esterilizantes.

Cantos arredondados

Evitam danos às embalagens flexíveis



Alças retráteis multifunção

Melhora a ergonomia e facilita a apresentação asséptica



Lavadora Desinfetadora

Cesto Embalado



Cesto de Transporte FAMI



Container System



1 Associado à **Embalagem Flexível** pode ser acomodado no **cesto de transporte e armazenamento**

2 Associado ao contêiner forma um perfeito **Sistema de Embalagem Rígido**

NOVOS Cestos para Processamento



Fechamento seguro**

Códigos e dimensões dos Cestos - Padrão Internacional Norma DIN

Dimensões	Códigos	Dimensões	Códigos	Dimensões	Códigos
540 x 255 x 30 mm	662.130	405 x 255 x 30 mm	662.330	245 x 255 x 30 mm	662.530
540 x 255 x 50 mm	662.150	405 x 255 x 50 mm	662.350	245 x 255 x 50 mm	662.550
540 x 255 x 70 mm	662.170	405 x 255 x 70 mm	662.370	245 x 255 x 70 mm	662.570
540 x 255 x 100 mm	662.190	405 x 255 x 100 mm	662.390	245 x 255 x 100 mm	662.590

Dimensões	Códigos	Dimensões	Códigos	Dimensões	Códigos
485 x 255 x 30 mm	662.230	350 x 255 x 30 mm	662.430	265 x 120 x 45 mm	662.745*
485 x 255 x 50 mm	662.250	350 x 255 x 50 mm	662.450	265 x 170 x 45 mm	662.845*
485 x 255 x 70 mm	662.270	350 x 255 x 70 mm	662.470		
485 x 255 x 100 mm	662.290	350 x 255 x 100 mm	662.490		


Códigos e dimensões das Tampas**

Dimensões	Códigos
540 x 255 mm	662.110
485 x 255 mm	662.210
405 x 255 mm	662.310
350 x 255 mm	662.410
245 x 255 mm	662.510



* não possui tampa
**tampas vendidas separadamente

NOVOS Cestos para Pequenas Peças



- ✓ Desenvolvido para proteção de pequenas peças, partes e acessórios, durante e após o processamento;
- ✓ Essencial em todas as etapas de processamento e utilização dos dispositivos pequenos e delicados;
- ✓ Tampa fixa à base.

Dimensões	Códigos
80 x 50 x 40 mm	134.117
80 x 80 x 40 mm	134.120
150 x 140 x 40 mm	134.133



NOVOS Cestos de Transporte e Armazenamento

Organiza, simplifica e otimiza o fluxo de trabalho



Empilhável e encaixável



Ergonomicamente projetado



- ✓ Otimiza os espaços e áreas de processamento;
- ✓ Melhora a organização e visibilidade do estoque;
- ✓ Ergonômico e leve; fácil de manusear;
- ✓ Diminui os eventos durante o processamento;
- ✓ Aumenta o tempo de validade do arsenal;
- ✓ Contribui para a segurança dos pacientes por favorecer a redução de infecções.

Suas **aberturas nas laterais**, garantem a retirada do sistema de embalagem esterilizado **sem riscos para os pacotes e os profissionais**.

A padronização dos tamanhos possibilita o **empilhamento dos cestos durante a montagem**, além da **organização das cargas nas autoclaves e do armazenamento no arsenal**.

Dimensões	Códigos
600 x 292 x 150 mm	665.905
600 x 292 x 260 mm	665.906