



Sistema de Barreira Estéril Rígido (SBER)

Container System



Empilhamento seguro

- + Padronização e organização da carga e do arsenal
- + Resistente e ergonômico

+ Excelente barreira microbiana
Fechamento hermético

+ Econômico e sustentável

+ Melhor condutibilidade térmica
Excelente secagem



Contêiner Flex System



- ✓ Filtro de papel crepado de Uso Único[ⓧ] ou Filtro PTFE Múltiplo Uso (1.200 ciclos)
- ✓ Sobretampa fixa (conferindo proteção extra aos filtros)
- ✓ Suporte para etiquetas de identificação nas alças
- ✓ Sistema de vedação removível (facilitando a manutenção)

Contêiner Eco System



- ✓ Filtro PTFE Múltiplo Uso (5.000 ciclos) ou Filtro de Barreira Permanente
- ✓ Cassetes dos filtros em alumínio
- ✓ Sobretampa fixa
- ✓ Solução sustentável que reduz a geração de resíduos

Contêiner Standard System



- ✓ Filtro de papel crepado de Uso Único[ⓧ]
- ✓ Sobretampa opcional

Dimensões e códigos*

Tampa Flex e Eco



Tampa Standard



Sobretampa de Segurança

Tampas 1/1	Flex	Eco PTFE	Eco Barreira	Standard
585 x 280 mm	Y 103.07M	Y 100.01P	Y 100.01B	Y 100.01
Tampa de Segurança	-	-	-	Y 103.01B
Tampas 3/4	Flex	Eco PTFE	Eco Barreira	Standard
465 x 280 mm	Y 203.07M	Y 200.01P	Y 200.01B	Y 200.01
Tampa de Segurança	-	-	-	Y 203.01B
Tampas 1/2	Flex	Eco PTFE	Eco Barreira	Standard
295 x 280 mm	Y 303.07M	Y 300.01P	Y 300.01B	Y 300.01
Tampa de Segurança	-	-	-	Y 303.01B
Tampas Mini	Flex	Eco PTFE	Eco Barreira	Standard
310 x 140 mm	-	-	-	Y 400.01A
Tampas Dental	Flex	Eco PTFE	Eco Barreira	Standard
310 x 190 mm	-	Y 500.01AP	Y 500.01AB	Y 500.01A

Base 1/1 | Dimensões Externas - Dimensões Internas



	Flex	Eco	Standard
585 x 280 x 90 mm - 550 x 260 x 85 mm	Y 105.10M1		Y 105.10W
585 x 280 x 120 mm - 550 x 260 x 115 mm	Y 105.13M1		Y 105.13W
585 x 280 x 140 mm - 550 x 260 x 135 mm	Y 105.15M1		Y 105.15W
585 x 280 x 190 mm - 550 x 260 x 185 mm	Y 105.20M1		Y 105.20W
585 x 280 x 250 mm - 550 x 260 x 245 mm	Y 105.26M1		Y 105.26W

Base 3/4 | Dimensões Externas - Dimensões Internas



	Flex	Eco	Standard
465 x 280 x 90 mm - 430 x 260 x 85 mm	Y 205.10M1		Y 205.10W
465 x 280 x 120 mm - 430 x 260 x 115 mm	Y 205.13M1		Y 205.13W
465 x 280 x 140 mm - 430 x 260 x 135 mm	Y 205.15M1		Y 205.15W
465 x 280 x 190 mm - 430 x 260 x 185 mm	Y 205.20M1		Y 205.20W
465 x 280 x 250 mm - 430 x 260 x 245 mm	Y 205.26M1		Y 205.26W

Base 1/2 | Dimensões Externas - Dimensões Internas



	Flex	Eco	Standard
295 x 280 x 90 mm - 260 x 260 x 85 mm	Y 305.10M1		Y 305.10W
295 x 280 x 120 mm - 260 x 260 x 115 mm	Y 305.13M1		Y 305.13W
295 x 280 x 140 mm - 260 x 260 x 135 mm	Y 305.15M1		Y 305.15W
295 x 280 x 190 mm - 260 x 260 x 185 mm	Y 305.20M1		Y 305.20W
295 x 280 x 250 mm - 260 x 260 x 245 mm	Y 305.26M1		Y 305.26W

Base Mini | Dimensões Externas - Dimensões Internas



	Flex	Eco	Standard
310 x 130 x 40 mm - 280 x 130 x 40 mm	-	-	Y 405.04A
310 x 130 x 70 mm - 280 x 130 x 70 mm	-	-	Y 405.07A
310 x 130 x 100 mm - 280 x 130 x 100 mm	-	-	Y 405.10A

Base Dental | Dimensões Externas - Dimensões Internas



	Flex	Eco	Standard
310 x 190 x 40 mm - 280 x 180 x 40 mm	-	-	Y 505.04A
310 x 190 x 60 mm - 280 x 180 x 60 mm	-	-	Y 505.07A
310 x 190 x 80 mm - 280 x 180 x 80 mm	-	-	Y 505.08A
310 x 190 x 100 mm - 280 x 180 x 100 mm	-	-	Y 505.10A
310 x 190 x 130 mm - 280 x 180 x 130 mm	-	-	Y 505.13A

*Códigos de tampa e base na cor prata. Solicite os códigos para as demais cores.

Alameda São Caetano, 2790 | Santa Maria | CEP 09560 500 | São Caetano do Sul / SP

+55 11 3775 0300 | info@fami.com.br | www.fami.com.br

/famitecmcd

