

FAMI Tecnologia Médica

A FAMI Tecnologia Médica tem compromisso com a **diversidade e a inclusão**, o que cria um ambiente de trabalho que valoriza a **pluralidade de ideias**.

Esse olhar múltiplo nos permite oferecer a melhor experiência para as **pessoas envolvidas no processamento de dispositivos médicos**, através de soluções **inovadoras e sustentáveis**.

MISSÃO

Proporcionar soluções para o processamento de dispositivos médicos, visando a segurança do paciente e do profissional.

VISÃO

Ser uma empresa global de tecnologia médica com soluções inteligentes e o melhor custo-benefício.

VALORES

Respeito, valorização do ser humano, superação, inovação e sustentabilidade.

PROPÓSITO

Inovar na saúde com **qualidade e valorização do ser humano**.

🏠 www.fami.com.br

☎ +55 11 3775 0300

✉ info@fami.com.br

🌐 [/famitecmed](https://www.facebook.com/famitecmed)
📺 [/famitecnologiamedica](https://www.youtube.com/famitecnologiamedica)

Muito mais
proteção
economia
segurança
por metro cúbico



2023_REV04_PT

Embalagens para
processamento de
dispositivos médicos



Embalagens protetoras

Cesto para Processamento



O cesto para processamento FAMI® substitui com inúmeras vantagens as caixas perfuradas e os cestos aramados.

- + Resistente
- + Seguro
- + Econômico (utilizado em todo o ciclo de processamento)

Perfurações em dois tamanhos
Favorecem o fluxo de água e agentes esterilizantes; Protegem os instrumentais e **reduzem o risco ocupacional.**



Lavadora Desinfetadora



Cesto Embalado



Cesto de Transporte



Container System



*As tampas do cesto para processamento são vendidas separadamente.

Sistemas de embalagem

O cesto para processamento FAMI® é o primeiro passo para um CME mais seguro, moderno e sustentável, pois apresenta como principal característica a **versatilidade**

1 Associado a um Sistema de Barreira Estéril Flexível pode ser acomodado no cesto de transporte

Associado a um Sistema de Barreira Estéril Rígido forma um perfeito Sistema de Embalagem **2**



NOVOS Cestos para Pequenas Peças

Desenvolvido para proteção de pequenas peças, partes e acessórios. Indicado para todas as etapas do ciclo de processamento.

NOVOS Cestos para Ótica



- ✓ Suportes de silicone ajustáveis e autoclaváveis que conferem estabilidade e segurança;
- ✓ Travas modernas;
- ✓ Versatilidade: atende diversas especialidades.

NOVOS Cestos para Robótica



- ✓ Design com cantos arredondados;
- ✓ Mais leveza, otimização e proteção;
- ✓ Modernas travas posicionadas na tampa;
- ✓ Versatilidade para fixação dos suportes de silicone;
- ✓ Posicionamento seguro de instrumentos;
- ✓ Diferentes modelos para acomodar óticas e pinças dos sistemas robóticos.

Sistema de barreira estéril



Contêiner Flex System



- ✓ Filtro de papel crepado de Uso Único® ou Filtro PTFE Múltiplo Uso (1.200 ciclos)
- ✓ Sobretampa fixa (conferindo proteção aos filtros)
- ✓ Suporte para etiquetas de identificação nas alças
- ✓ Sistema de vedação encaixado

Contêiner Eco System



- ✓ Filtro PTFE Múltiplo Uso (5.000 ciclos) ou Filtro de Barreira Permanente
- ✓ Cassetes dos filtros em alumínio
- ✓ Sobretampa fixa (Conferindo proteção aos filtros)
- ✓ Solução ecológica que reduz a geração de resíduos

Contêiner Standard System



- ✓ Filtro de papel crepado de Uso Único®
- ✓ Sobretampa para proteção dos filtros (opcional)