



Limpeza
por
Vapor

entahal
medical

REPRESENTANTE EXCLUSIVA



Steamer

Uma nova tecnologia **rápida e eficiente** de limpeza, que utiliza jato de vapor para fluidificar e arrastar a sujidade orgânica e inorgânica de dispositivos médicos que apresentam estruturas **simples, complexas e canuladas**.

Remove facilmente resíduos orgânicos e inorgânicos fortemente aderidos: como substâncias ou resíduos oleosos, adesivos de etiquetas e fitas crepe.

 **Fácil abastecimento**

 **Proteção ao profissional**

 **Produtividade e Eficiência**

 **Tecnologia sustentável**

Pistola com conexão Luer-lock e 4 funções:

- ✓ Vapor seco;
- ✓ Água quente sob pressão;
- ✓ Vapor úmido;
- ✓ Ar comprimido.



Multiteam

Abastecimento Manual

Autosteam

Abastecimento Automático

Steambox:

Capela Exaustora

Códigos e descrições



Descrição	Códigos	Medidas	Capacidade
Multisteam	8800681	41 x 37 x 35 cm	5 litros
Autosteam	8800701	41 x 37 x 35 cm	5 litros
Steambox	8800682-2	60 x 50 x 45 cm	-

Escovas para limpeza de canulados



Descrição	Códigos	Medidas	Quantidade
Escova Vapor S-Flex (cabo + escova)	LT610-15-S	Ø 3-4 mm, 15 cm	1 unidade
Escova Vapor S-Flex (cabo + escova)	LT610-25-S	Ø 3-4 mm, 25 cm	1 unidade
Pacote Refil Escova Vapor S-Flex	LT610-00-S	Ø 3-4 mm	3 unidades
Escova Vapor S-Flex (cabo + escova)	LT620-15-S	Ø 4-5 mm, 15 cm	1 unidade
Escova Vapor S-Flex (cabo + escova)	LT620-25-S	Ø 4-5 mm, 25 cm	1 unidade
Pacote Refil Escova Vapor S-Flex	LT620-00-S	Ø 4-5 mm	3 unidades
Escova Vapor S-Flex (cabo + escova)	LT635-15-S	Ø 6-8 mm, 15 cm	1 unidade
Escova Vapor S-Flex (cabo + escova)	LT635-25-S	Ø 6-8 mm, 25 cm	1 unidade
Pacote Refil Escova Vapor S-Flex	LT635-00-S	Ø 6-8 mm	3 unidades
Escova Vapor S-Flex (cabo + escova)	LT655-15-S	Ø 10-13 mm, 15 cm	1 unidade
Escova Vapor S-Flex (cabo + escova)	LT655-25-S	Ø 10-13 mm, 25 cm	1 unidade
Pacote Refil Escova Vapor S-Flex	LT655-00-S	Ø 10-13 mm	3 unidades

Escova para limpeza de superfície



Descrição	Códigos	Medidas	Quantidade
Escova Vapor	LT581-S	Ø 20 mm	1 unidade

Filtro para steambox



Descrição	Códigos	Quantidade
Filtro	8800	5 unidades

Proteção facial



Descrição	Códigos	Medidas	Quantidade
Protetor Facial	05TD3119	-	100 peças
Luva de Proteção, Nitrílica	PS-3224	Tamanho P	1 par
Luva de Proteção, Nitrílica	PS-3324	Tamanho M	1 par
Luva de Proteção, Nitrílica	PS-3424	Tamanho G	1 par

Protetor para mãos, antebraços e braços

