


✓ **El primer paso hacia una Central de Materiales más segura, moderna y sostenible**

Cestos de procesamiento

Optimiza el proceso de **limpieza manual y automatizada, secado, esterilización y transporte.**

- + **Resistente**
- + **Económico**
- + **Seguro**
- + **Versátil**
- + **Liviano**
- + **Ergonómico**

 El cesto de procesamiento FAMI reemplaza a las cajas perforadas y cestos de alambre.

 **Orificios pequeños** en los laterales para evitar la salida de los instrumentos
Orificios grandes en el fondo y tapas facilitan la circulación de los agentes desinfectantes y esterilizantes.



Esquinas redondeadas

Evite daños en los embalajes flexibles



Agarraderas retráctiles multifuncionales

Mejora la ergonomía y facilita la presentación aséptica



Lavadora Desinfectadora

Cesto Empaquetado



Cesto de Transporte



Container System



1

Asociado al **Embalaje Flexible** se puede acomodar en el **cesto de transporte y almacenamiento**

2

Asociado al contenedor forma un perfecto **Sistema de Barrera Estéril Rígido**

NUEVOS Cestos de Procesamiento



Códigos y dimensiones de los cestos - Estándar Internacional - Norma DIN

Dimensiones	Códigos	Dimensiones	Códigos	Dimensiones	Códigos
540 x 255 x 30 mm	662.130	405 x 255 x 30 mm	662.330	245 x 255 x 30 mm	662.530
540 x 255 x 50 mm	662.150	405 x 255 x 50 mm	662.350	245 x 255 x 50 mm	662.550
540 x 255 x 70 mm	662.170	405 x 255 x 70 mm	662.370	245 x 255 x 70 mm	662.570
540 x 255 x 100 mm	662.190	405 x 255 x 100 mm	662.390	245 x 255 x 100 mm	662.590

Dimensiones	Códigos	Dimensiones	Códigos	Dimensiones	Códigos
485 x 255 x 30 mm	662.230	350 x 255 x 30 mm	662.430	265 x 120 x 45 mm	662.745*
485 x 255 x 50 mm	662.250	350 x 255 x 50 mm	662.450	265 x 170 x 45 mm	662.845*
485 x 255 x 70 mm	662.270	350 x 255 x 70 mm	662.470		
485 x 255 x 100 mm	662.290	350 x 255 x 100 mm	662.490		


Códigos y dimensiones de las tapas**

Dimensiones	Códigos
540 x 255 mm	662.110
485 x 255 mm	662.210
405 x 255 mm	662.310
350 x 255 mm	662.410
245 x 255 mm	662.510




*no disponible con tapa
**las tapas se venden por separado

NUEVOS Cestos para Pequeñas Piezas




- ✓ Desarrollado para proteger pequeñas piezas, partes y accesorios;
- ✓ Se indica para todas las etapas del ciclo de procesamiento;
- ✓ Tapa fijada a la base.

Dimensiones	Códigos
80 x 50 x 40 mm	134.117
80 x 80 x 40 mm	134.120
150 x 140 x 40 mm	134.133



NUEVOS Cestos de Transporte y Almacenamiento

Organiza, simplifica y optimiza el flujo de trabajo



Apilables y encajables

La estandarización de tamaños permite apilar los cestos durante **el montaje**, además de **organizar las cargas en los autoclaves y almacenarlas en el arsenal.**

Diseño ergonómicamente



- ✓ Optimiza espacios y áreas de procesamiento;
- ✓ Mejora la organización y visibilidad del stock;
- ✓ Disminuye eventos durante el procesamiento;
- ✓ Aumenta la vida útil;
- ✓ Contribuye a la seguridad del paciente al favorecer la reducción de infecciones.

Sus **aperturas en los laterales** garantizan la retirada del sistema de embalaje esterilizado **sin riesgos para los paquetes y los profesionales.**

Dimensiones	Códigos
600 x 292 x 150 mm	665.905
600 x 292 x 260 mm	665.906

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

