



## Container System

# Sistema de Barrera estéril rígido (SBER)



### Apilamiento seguro

- + Estandarización y organización de la carga y arsenal
- + Resistente y ergonómicamente correcto

- + Excelente barrera microbiana  
Sellado hermético
- + Económico y sostenible
- + Mayor conductividad térmica  
Excelente secado



## Container Flex System



- ✓ Filtro de papel crepé de un solo uso o Filtro PTFE Múltiple Uso (1.200 ciclos)
- ✓ Tapa de seguridad fija (Que brinda protección a los filtros)
- ✓ Ventanas de identificación en la asa
- ✓ Junta de goma integrada

## Container Eco System



- ✓ Filtro de PTFE multiuso (5.000 ciclos) o Filtro de Barrera Permanente
- ✓ Cassettes de los filtros en aluminio
- ✓ Tapa de seguridad fija
- ✓ Solución ecológica que reduce la generación de residuos

## Container Standard System



- ✓ Filtro de papel crepé de un solo uso
- ✓ Tapa de seguridad opcional

## Códigos y dimensiones\*

Tapa Flex e Eco



Tapa Standard



Sobretapa de Seguridad

Tapas 1/1	Flex	Eco PTFE	Eco Barrera	Standard
580 x 280 mm Tapa de Seguridad	Y 103.07M -	Y 100.01P -	Y 100.01B -	Y 100.01 Y 103.01B
Tapas 3/4	Flex	Eco PTFE	Eco Barrera	Standard
465 x 280 mm Tapa de Seguridad	Y 203.07M -	Y 200.01P -	Y 200.01B -	Y 200.01 Y 203.01B
Tapas 1/2	Flex	Eco PTFE	Eco Barrera	Standard
295 x 280 mm Tapa de Seguridad	Y 303.07M -	Y 300.01P -	Y 300.01B -	Y 300.01 Y 303.01B
Tapas Mini	Flex	Eco PTFE	Eco Barrera	Standard
310 x 140 mm	-	-	-	Y 400.01A
Tapas Dental	Flex	Eco PTFE	Eco Barrera	Standard
310 x 190 mm	-	Y 500.01AP	Y 500.01AB	Y 500.01A

### Base 1/1 | Dimensiones Externas - Dimensiones Internas



	Flex	Eco	Standard
585 x 280 x 90 mm - 550 x 260 x 85 mm	Y 105.10M1		Y 105.10W
585 x 280 x 120 mm - 550 x 260 x 115 mm	Y 105.13M1		Y 105.13W
585 x 280 x 140 mm - 550 x 260 x 135 mm	Y 105.15M1		Y 105.15W
585 x 280 x 190 mm - 550 x 260 x 185 mm	Y 105.20M1		Y 105.20W
585 x 280 x 250 mm - 550 x 260 x 245 mm	Y 105.26M1		Y 105.26W

### Base 3/4 | Dimensiones Externas - Dimensiones Internas



	Flex	Eco	Standard
465 x 280 x 90 mm - 430 x 260 x 85 mm	Y 205.10M1		Y 205.10W
465 x 280 x 120 mm - 430 x 260 x 115 mm	Y 205.13M1		Y 205.13W
465 x 280 x 140 mm - 430 x 260 x 135 mm	Y 205.15M1		Y 205.15W
465 x 280 x 190 mm - 430 x 260 x 185 mm	Y 205.20M1		Y 205.20W
465 x 280 x 250 mm - 430 x 260 x 245 mm	Y 205.26M1		Y 205.26W

### Base 1/2 | Dimensiones Externas - Dimensiones Internas



	Flex	Eco	Standard
295 x 280 x 90 mm - 260 x 260 x 85 mm	Y 305.10M1		Y 305.10W
295 x 280 x 120 mm - 260 x 260 x 115 mm	Y 305.13M1		Y 305.13W
295 x 280 x 140 mm - 260 x 260 x 135 mm	Y 305.15M1		Y 305.15W
295 x 280 x 190 mm - 260 x 260 x 185 mm	Y 305.20M1		Y 305.20W
295 x 280 x 250 mm - 260 x 260 x 245 mm	Y 305.26M1		Y 305.26W

### Base Mini | Dimensiones Externas - Dimensiones Internas



	Flex	Eco	Standard
310 x 130 x 40 mm - 280 x 130 x 40 mm	-	-	Y 405.04A
310 x 130 x 70 mm - 280 x 130 x 70 mm	-	-	Y 405.07A
310 x 130 x 100 mm - 280 x 130 x 100 mm	-	-	Y 405.10A

### Base Dental | Dimensiones Externas - Dimensiones Internas



	Flex	Eco	Standard
310 x 190 x 40 mm - 280 x 180 x 40 mm	-	-	Y 505.04A
310 x 190 x 60 mm - 280 x 180 x 60 mm	-	-	Y 505.07A
310 x 190 x 80 mm - 280 x 180 x 80 mm	-		Y 505.08A
310 x 190 x 100 mm - 280 x 180 x 100 mm	-		Y 505.10A
310 x 190 x 130 mm - 280 x 180 x 130 mm	-		Y 505.13A

\*Códigos para tapa y base en color plata. Solicitar códigos para otros colores

