

FAMI Tecnología Médica

FAMI Tecnología Médica está comprometida con la **diversidad y la inclusión**, lo que crea un ambiente de trabajo que valora la **pluralidad de ideas**.

Esta visión múltiple nos permite ofrecer la mejor experiencia a las **personas involucradas en el procesamiento de dispositivos médicos**, a través de soluciones **innovadoras y sostenibles**.

MISION

Proporcionar soluciones para el procesamiento de dispositivos médicos, enfocadas en la seguridad del paciente y del profesional.

VISION

Ser una empresa global de tecnología médica con soluciones inteligentes y el mejor costo-beneficio.

VALORES

Respeto, valoración del ser humano, superación, innovación y sostenibilidad.

PROPÓSITO

Innovar en la salud con **calidad y valorización del ser humano**.

🏠 www.fami.com.br
☎ +55 11 3775 0300
✉ info@fami.com.br

🌐 /famitecmed_global
📺 /famitecmed



En conformidad con el **FDA**



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Mucho más
protección
ahorro
seguridad
por metro cúbico



2024_REVO2_ES

Embalajes para el
procesamiento de
dispositivos médicos



Embalajes protectoras

Cesto para Procesamiento

El **cesto para procesamiento FAMI** ofrece numerosas ventajas sobre las cajas perforadas y los cestos de alambre.

- + Resistente
- + Seguro
- + Económico (utilizado en todo el ciclo de procesamiento)

Perforaciones en dos tamaños
Favorecen el flujo de agua y agentes esterilizantes; Protegen los instrumentos y **reducen el riesgo ocupacional**.



Cesto Empacado



Cesto de Transporte



Container System



*Las tapas se venden por separado




Lavadora Desinfectadora

Sistemas de embalaje

El **cesto para procesamiento FAMI** es el **primer paso** para una UCE (Unidad Central de Esterilización) más segura, moderna y sostenible, ya que su principal característica es la **versatilidad**.

1 Asociado a un **Sistema de Barrera Estéril flexible**, puede acomodarse en el **cesto de transporte**


2 Asociado a un **Sistema de Barrera Estéril rígido**, forma un **Sistema de Embalaje perfecto**.



NUEVOS Cestos para Piezas Pequeñas

Desarrollado para la protección de piezas pequeñas, partes y accesorios. Indicado para todas las etapas del ciclo de procesamiento.

NUEVOS Cestos para Óptica



- ✓ Soportes de silicona ajustables y autoclavables que proporcionan estabilidad y seguridad;
- ✓ Cerraduras modernas;
- ✓ Versatilidad: adecuados a varias especialidades.

NUEVO Cestos para Robótica



- ✓ Diseño con esquinas redondeadas;
- ✓ Ligereza, optimización y protección;
- ✓ Cerraduras modernas ubicadas en la tapa;
- ✓ Versatilidad para la fijación de los soportes de silicona;
- ✓ Posicionamiento seguro de los instrumentos;
- ✓ Diferentes modelos para acomodar ópticas y pinzas de los sistemas robóticos.

Sistema de barrera estéril

Container Flex System



- ✓ Filtro de papel crepado de Uso Único[®] o filtro PTFE de Uso Múltiple (1,200 ciclos)
- ✓ Sobretapa fija (que ofrece protección a los filtros)
- ✓ Soporte para etiquetas de identificación en las asas
- ✓ Sistema de sellado encajado

Container Eco System



- ✓ Filtro PTFE de Uso Múltiple (5,000 ciclos) o filtro de Biobarrera permanente
- ✓ Casetes de filtros en aluminio
- ✓ Sobretapa fija (que ofrece protección a los filtros)
- ✓ Solución ecológica que reduce la generación de residuos

Container Standard System



- ✓ Filtro de papel crepado de Uso Único[®]
- ✓ Sobretapa opcional para protección de los filtros.

