



Limpieza
por
Vapor

entahal
medical

REPRESENTANTE EXCLUSIVA
FAMI

Steamer

Una nueva tecnología de limpieza **rápida y eficiente**, que utiliza chorro de vapor para fluidificar y arrastrar suciedad orgánica e inorgánica de dispositivos médicos que tienen estructuras **simples, complejas y canuladas**.

Elimina fácilmente los residuos orgánicos e inorgánicos fuertemente adheridos: cómo sustancias o residuos aceitosos, adhesivos etiquetas y cintas.

 **Fácil suministro**

 **Protección para el profesional**

 **Productividad y Eficiencia**

 **Tecnología sostenible**

Pistola con conexión Luer-lock y 4 funciones:

- ✓ Vapor seco;
- ✓ Agua caliente a presión;
- ✓ Vapor húmedo;
- ✓ Aire comprimido.



Multisteam

Suministro manual

Autosteam

Suministro automático

Steambox:

Estación de succión

Códigos e Descripción



Descripción	Códigos	Dimension	Capacidad
Multisteam	8800681	41 x 37 x 35 cm	5 litros
Autosteam	8800701	41 x 37 x 35 cm	5 litros
Steambox	8800682-2	60 x 50 x 45 cm	-

Cepillos para limpieza de lúmenes



Descripción	Códigos	Dimension	Cantidad
Cepillo Vapor S-Flex (mango + cepillo)	LT635-25-S	Ø 6-8 mm, 25 cm	1 unidad
Paquete de recarga Cepillo Vapor S-Flex	LT635-S	Ø 6-8 mm	3 unidades
Cepillo Vapor S-Flex (mango + cepillo)	LT655-25-S	Ø 10-13 mm, 25 cm	1 unidad
Paquete de recarga Cepillo Vapor S-Flex	LT655-00-S	Ø 10-13 mm	3 unidades

Cepillos para limpieza de superficies



Descripción	Códigos	Dimension	Cantidad
Cepillo Vapor	LT581-S	Ø 20 mm	1 unidad

Filtro para steambox



Descripción	Códigos	Cantidad
Filtro	8800	5 unidades

Protección para la cara



Descripción	Códigos	Dimension	Cantidad
Careta de Polietileno	05TD3119	-	100 piezas
Guantes de protección de nitrilo	PS-3224	Tamaño P	1 par
Guantes de protección de nitrilo	PS-3324	Tamaño M	1 par
Guantes de protección de nitrilo	PS-3424	Tamaño G	1 par

Protección para las manos, antebrazos y brazos



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



2023_REV03_ES

