

FAMI Tecnologia Médica

A FAMI Tecnologia Médica tem compromisso com a **diversidade e a inclusão**, o que cria um ambiente de trabalho que valoriza a **pluralidade de ideias**.

Esse olhar múltiplo nos permite oferecer a melhor experiência para as **pessoas envolvidas no processamento de dispositivos médicos**, através de soluções **inovadoras e sustentáveis**.

MISSÃO

Proporcionar soluções para o processamento de dispositivos médicos, visando a segurança do paciente e do profissional.

VISÃO

Ser uma empresa global de tecnologia médica com soluções inteligentes e o melhor custo-benefício.

VALORES

Respeito, valorização do ser humano, superação, inovação e sustentabilidade.

PROPÓSITO

Inovar na saúde com **qualidade e valorização do ser humano**.

🏠 www.fami.com.br
☎ +55 11 3775 0300
✉ info@fami.com.br

🌐 [/famitecmed](#)
📱 [/famitecnologiamedica](#)

segurança que se vê



2025_REV07_PT

Linha de
Endoscopia




Cestos para processamento de endoscópios

Embalagens de proteção personalizadas para o acondicionamento organizado e processamento seguro.

O cesto para processamento FAMI substitui com inúmeras vantagens as caixas perfuradas e os cestos aramados.

- + Resistente
- + Seguro
- + Econômico
- + Versátil



Cabos de fibra óptica

Tecnologia htt® BLUELINE (Xenon e LED)

Fibras de vidros fundidas em formato hexagonal que ocupam toda a circunferência do cabo, e aumentam a transmissão de luz em 20% comparado com cabos comuns




- + Cabos em diversas cores



- + Adaptadores para todos os endoscópios e fontes de luz

- + Protegidos contra dobra excessiva e carga de tração



Fibras Coladas



Tecnologia htt® BLUELINE

Consumíveis

Endoclean

Limpeza manual de canais internos de endoscópios e instrumentos médicos canulados reutilizáveis

Seus raspadores de plástico macio se adaptam ao formato do canal garantindo uma vedação circunferencial que aumenta a eficácia da remoção de resíduos internos.



- + Diminui o esforço repetitivo, acelerando o processo de limpeza
- + Uso Único

ValveSafe™



Cesto Plástico para Válvulas de Endoscópio
Armazenamento seguro de válvulas durante o reprocessamento de endoscópios.

StageOne™



Kit de Pré-Limpeza para Endoscópios
A limpeza pós-procedimento de origem sustentável.

ToteTimer™



Sistema de Transporte para Endoscópios
Transporte seguro de endoscópios com bolsa e etiquetas temporizadoras.

RI Endo-Set



Kit de Monitoramento de Limpeza para Endoscópios
Validação e monitoramento de rotina da eficácia de limpeza e desinfecção de dispositivos médicos com lúmens.

Etiquetadora e Etiquetas



Etiquetadora Manual e Etiquetas com IQ Tipo 1 para Vapor e H2O2
Rastreabilidade e gestão de dispositivos médicos de acordo com o Art. 85 da RDC 15.

Canetas de Marcação



Caneta com tinta permanente, atóxica e esterilizável
Segurança no registro de dados em etiquetas de rastreabilidade e embalagens de esterilização com tinta de secagem rápida.

LG20-Flex

Teste de Transmissão de Luz para Endoscópios

Inspeção de qualidade das fibras de luz de endoscópios flexíveis, que permite identificar precocemente reparos de baixo custo, diminuindo riscos, atrasos e custos para o paciente.

- + Maior segurança para o paciente

- + Permite testar endoscópios flexíveis de até 16 mm de diâmetro

- + Testa a transmissão de luz em todo o espectro visível

- + Critérios de aceitação e rejeição ajustáveis

