

✓ **Processamento seguro e confiável de ópticas**

## Cestos para ópticas

Embalagens de proteção personalizadas para o acondicionamento organizado e seguro de ópticas

+ Resistente  
+ Seguro


+ Econômico  
+ Versátil

 O cesto de processamento FAMI substitui as caixas perfuradas e cestos amados.

**Fechamento Seguro**



**Suportes de Silicone Ajustáveis**



Cesto Embalado



Cesto de Transporte FAMI



1

Associado à **Embalagem Flexível** pode ser acomodado no cesto de transporte e armazenamento



2



Associado ao contêiner forma um perfeito **Sistema de Embalagem Rígido**

## DIMENSÕES




Dimensões	Códigos	Especificações
290 x 80 x 50 mm	124.111	Cesto para óptica rígida reta de até 28cm, com suporte de silicone
460 x 80 x 50 mm	124.112	Cesto para óptica rígida reta de até 45cm, com suporte de silicone
670 x 80 x 50 mm	124.113	Cesto para óptica rígida reta de até 66cm, com suporte de silicone

Dimensões	Códigos	Especificações
290 x 160 x 50 mm	124.114	Cesto para óptica rígida de até 28cm, camisa e trocater, com suporte de silicone
460 x 160 x 70 mm	124.115	Cesto para óptica rígida de até 45cm, camisa e trocater, com suporte de silicone
460 x 160 x 70 mm	124.116	Cesto para óptica rígida de até 45cm, e instrumentos, com suporte de silicone




Dimensões	Códigos	Especificações
290 x 80 x 50 mm	124.121	Cesto para 2 ópticas rígidas reta de até 28cm, com suporte de silicone
460 x 80 x 50 mm	124.122	Cesto para 2 ópticas rígidas reta de até 45cm, com suporte de silicone

Dimensões	Códigos	Especificações
540 x 250 x 70 mm	124.131	Cesto para óptica flexível, com suporte de silicone



Dimensões	Códigos	Especificações
540 x 250 x 70 mm	126.312	Cesto para óptica rígida angulada, com suporte de silicone
640 x 150 x 70 mm	124.141	Cesto para óptica rígida angulada, com suporte de silicone

Dimensões	Códigos	Especificações
290 x 80 x 50 mm	124.211	Cesto para óptica rígida reta de até 28cm, sem suporte de silicone
460 x 80 x 50 mm	124.212	Cesto para óptica rígida reta de até 45cm, sem suporte de silicone



2025\_REV08\_PT

