



## CESTOS FAMI PARA ÓPTICAS






**Cestos para Ópticas**, indicados para esterilização, armazenagem e transporte de dispositivos médicos para cirurgia minimamente invasiva (ou com lúmens), fabricado em aço inoxidável com suportes de silicone, marca FAMI.

Utilizados como **embalagens de proteção** no ciclo de processamento (preparo, esterilização, armazenagem e transporte) de dispositivos médicos com lúmens e para cirurgias minimamente invasivas, nos Centros de Materiais e Esterilização (CME) e empresas de esterilização.

### Diferenciais

- Cantos arredondados e acabamento liso que evitam danos às embalagens flexíveis.
- Fechos para segurança no transporte.
- Suportes de silicone ajustáveis.
- Acondicionamento organizado e seguro de ópticas rígidas, flexíveis e semiflexíveis.
- Podem ser utilizados em todo o ciclo de processamento, substituindo estojos/caixas perfuradas e cestos amarrados
- Perfurações nas laterais que evitam a saída dos instrumentos, protegendo o sistema de barreira estéril (SBE), e reduzindo o risco ocupacional.
- Perfurações inferiores maiores que facilitam o acesso dos agentes de limpeza e esterilização.
- Baixo peso e grande área perfurada que diminuem a massa da carga a ser esterilizada, melhorando o desempenho do equipamento de esterilização.




# Códigos, dimensões e peso

## Cestos para Ópticas

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
124.211	290 x 80 x 50 mm	0,465 kg	Cesto para óptica rígida reta de até 28cm, sem suporte de silicone Indicação de Uso: laparoscopia geral, artroscopia da mão, otorrinolaringologia, neurocirurgia
124.111	290 x 80 x 50 mm	0,480 kg	Cesto para óptica rígida reta de até 28cm, com suporte de silicone Indicação de Uso: laparoscopia geral, artroscopia da mão, otorrinolaringologia, neurocirurgia
124.121	290 x 80 x 50 mm	0,565 kg	Cesto para 2 ópticas rígidas reta de até 28cm, com suporte de silicone Indicação de Uso: laparoscopia geral, artroscopia da mão, otorrinolaringologia, neurocirurgia
124.114	290 x 160 x 50 mm	0,765 kg	Cesto para óptica rígida de até 28cm, camisa e trocater, com suporte de silicone Indicação de Uso: laparoscopia geral, artroscopia da mão, otorrinolaringologia, neurocirurgia
124.212	460 x 80 x 50 mm	0,690 kg	Cesto para óptica rígida reta de até 45cm, sem suporte de silicone Indicação de Uso: laparoscopia geral, artroscopia do joelho, ginecologia, urologia, colorretal
124.112	460 x 80 x 50 mm	0,730kg	Cesto para óptica rígida reta de até 45cm, com suporte de silicone Indicação de Uso: laparoscopia geral, artroscopia do joelho, ginecologia, urologia, colorretal
124.122	460 x 80 x 50 mm	0,765 kg	Cesto para 2 ópticas rígidas reta de até 45cm, com suporte de silicone Indicação de Uso: laparoscopia geral, artroscopia do joelho, ginecologia, urologia, colorretal
124.115	460 x 160 x 70 mm	1,260 kg	Cesto para óptica rígida de até 45cm, camisa e trocater, com suporte de silicone Indicação de Uso: laparoscopia geral, artroscopia do joelho, ginecologia, urologia, colorretal
124.116	460 x 160 x 70 mm	1,270 kg	Cesto para óptica rígida de até 45cm, e instrumentos, com suporte de silicone Indicação de Uso: endoscopia de coluna
124.131	540 x 250 x 70 mm	1,850 kg	Cesto para óptica flexível, com suporte de silicone Indicação de Uso: ureterorrenoscópio semi-rígido e flexível
126.312	540 x 250 x 70 mm	1,860kg	Cesto para óptica rígida angulada, com suporte de silicone Indicação de Uso: fibronasolaringoscópio
124.141	640 x 150 x 70 mm	1,600 kg	Cesto para óptica rígida angulada, com suporte de silicone Indicação de Uso: ureterorrenoscópio rígido
124.113	670 x 80 x 50 mm	1,055 kg	Cesto para óptica rígida reta de até 66cm, com suporte de silicone Indicação de Uso: Óptica (longa) para cirurgia bariátrica

## Tipos de Montagem



Ureteroscópio flexível



Ureteroscópio rígido



Clipador



Kit óptica e cabo

+55 11 3775 0300 ✉ info@fami.com.br

🏠 www.fami.com.br

📱 /famitecmed



2025\_REV07\_PT