


✓ **Desempenho superior na transmissão de luz**


Cabos de fibra óptica

Tecnologia htt® BLUELINE (Xenon e LED)

Fibras de vidros fundidas em formato hexagonal que ocupam toda a circunferência do cabo, e aumentam a transmissão de luz em 20% comparado com cabos comuns.



Fibras Coladas



Tecnologia htt® BLUELINE

+ Protegidos contra dobra excessiva e carga de tração

Com sistema de molas e mangueiras altamente elástico para proporcionar **durabilidade mesmo em condições extremas.**

+ Adaptadores para todos os endoscópios e fontes de luz



Sistema de adaptadores que possibilitam combinações ilimitadas, **compatíveis com as mais diversas marcas** de endoscópios disponíveis no mercado.

+ Cabos em diversas cores

As cores podem ser uma **forma simples de indicar o diâmetro de uma guia de luz e de evitar erros.**



2025_REV00_PT