

econox
pensando
no futuro

🏠 www.fami.com.br
☎ +55 11 3775 0300
✉ info@fami.com.br

🌐 [/famitecmed](#)
📺 [/famiteclogiamedica](#)



Catálogo da
Linha Econox





FAMI Tecnologia Médica

A FAMI Tecnologia Médica tem compromisso com a **diversidade e a inclusão**, o que cria um ambiente de trabalho que valoriza a **pluralidade de ideias**.

Esse olhar múltiplo nos permite oferecer a melhor experiência para as **pessoas envolvidas no processamento de dispositivos médicos**, através de soluções **inovadoras e sustentáveis**.

MISSÃO

Proporcionar soluções para o processamento de dispositivos médicos, visando a segurança do paciente e do profissional.

VISÃO

Ser uma empresa global de tecnologia médica com soluções inteligentes e o melhor custo-benefício.

VALORES

Respeito, valorização do ser humano, superação, inovação e sustentabilidade.

PROPÓSITO

Inovar na saúde com **qualidade e valorização do ser humano**.



ESTOJOS PERFURADOS

Estojos perfurados, indicados para organizar, esterilizar, armazenar e transportar dispositivos médicos; fabricados em aço inoxidável AISI 304, marca FAMI.

Utilizados como **embalagem de proteção** na rotina dos serviços de saúde, como hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na podologia, estética e veterinária.

Diferenciais

- Cantos arredondados que facilitam a limpeza, higienização e evitam danos no sistema de barreira estéril (SMS, pouches).
- Superfície não-reflexiva que oferece maior conforto visual ao profissional.
- Acabamento superficial com menor rugosidade.
- Pertencentes à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.

A - Estojos perfurados: que permitem um excelente fluxo dos agentes esterilizantes durante o processo de esterilização, devido às suas perfurações na tampa e base.

B - Estojos perfurados com trava: que oferecem maior segurança no fechamento, além de possuir a versão **com escotilha** que permite, quando aberta, a penetração e remoção do vapor e do ar durante o processo de esterilização.

C - Estojos perfurados odontológicos: com suportes e/ou divisões, para acomodar, organizar, esterilizar e transportar instrumentos e outros insumos, em clínicas e consultórios odontológicos, oferecendo proteção e segurança aos dispositivos, bem como organização e praticidade na sua utilização.

Códigos, dimensões e peso

Estojos perfurados

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
212.017	7 x 6 x 3 cm	0,060 kg	-
212.022	12 x 5 x 2 cm	0,072 kg	-
212.023	10 x 10 x 3 cm	0,140 kg	-
212.025	18 x 4 x 3 cm	0,140 kg	-
212.026	18 x 4 x 3 cm	0,315 kg	-
212.028	18 x 8 x 2 cm	0,142 kg	-
212.029	18 x 8 x 3 cm	0,225 kg	-
212.031	18 x 8 x 5 cm	0,335 kg	-
212.032	20 x 10 x 2 cm	0,245 kg	-
212.033	20 x 10 x 3 cm	0,260 kg	-
212.035	20 x 10 x 5 cm	0,340 kg	-
212.036	19 x 13,5 x 2,5 cm	0,550 kg	-
212.037	22,5 x 10,5 x 3 cm	0,280 kg	-
212.041	19 x 19 x 3 cm	0,760 kg	-
212.044	26 x 12 x 6 cm	0,540 kg	-
212.048	28 x 14 x 6 cm	0,775 kg	-
212.055	42 x 8 x 5 cm	0,930 kg	para sondas
212.056	32 x 16 x 8 cm	1,100 kg	-
212.065	50 x 10 x 5 cm	1,270 kg	-
212.067	36 x 22 x 9 cm	2,135 kg	-
212.068	28 x 28 x 12 cm	2,325 kg	DIN
212.069	42 x 18 x 9 cm	2,100 kg	-
212.079	48 x 22 x 9 cm	2,650 kg	-
212.082	42 x 28 x 12 cm	3,300 kg	DIN
212.086	46 x 28 x 12 cm	3,390 kg	DIN
212.089	52 x 28 x 9 cm	3,150 kg	-
212.098	58 x 28 x 12 cm	4,155 kg	DIN

Estojos perfurados com trava


Códigos	Dimensões	Peso	Capacidade
213.029	18 x 8 x 3 cm	0,300 kg	-
213.031	18 x 8 x 5 cm	0,370 kg	-
213.033	20 x 10 x 3 cm	0,455 kg	-
213.035	20 x 10 x 5 cm	0,475 kg	-
213.037	22,5 x 10,5 x 3 cm	0,355 kg	-
213.044	26 x 12 x 6 cm	0,585 kg	-
213.048	28 x 14 x 6 cm	0,850 kg	-
213.056	32 x 16 x 8 cm	1,250 kg	-
213.067	36 x 22 x 9 cm	2,972 kg	-
213.068	28 x 28 x 12 cm	2,500 kg	DIN
213.079	48 x 22 x 9 cm	2,900 kg	-
213.082	42 x 28 x 12 cm	3,520 kg	DIN
213.086	46 x 28 x 12 cm	3,570 kg	-
213.089	52 x 28 x 9 cm	3,420 kg	-
213.098	58 x 28 x 12 cm	4,405 kg	DIN

Estojos odontológicos

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
212.808	12 x 5 x 2 cm	0,160 kg	Endo 8 divisões
212.809	19 x 13,5 x 2,5 cm	0,600 kg	Perio 9 instrumentos
212.810	20 x 10 x 3 cm	0,468 kg	Perio 9 instrumentos
212.815	19 x 19 x 3 cm	0,950 kg	Perio 15 instrumentos
212.817	7 x 6 x 5 cm	0,180 kg	Broqueiro para 30 brocas
212.822	22,5 x 10,5 x 3 cm	0,690 kg	Endo 19 divisões
212.823	10 x 10 x 3 cm	0,275 kg	Para grampos
212.824	7 x 6 x 5 cm	0,210 kg	Endo 24 furos
212.832	22,5 x 10,5 x 3 cm	0,720 kg	Endo 32 divisões
212.872	20 x 10 x 5 cm	0,620 kg	Endo 72 furos
212.908	18 x 8 x 5 cm	0,425 kg	Endo 108 furos

Estojo perfurado com trava e escotilha

Códigos	Dimensões	Peso
213.848	28 x 14 x 6 cm	0,995 kg





Códigos, dimensões e peso

Bandejas lisas

Códigos	Dimensões	Peso	Capacidade
231.029	18 x 8 x 2,5 cm	0,100 kg	-
231.033	22 x 9 x 1,5 cm	0,120 kg	-
231.036	22 x 12 x 1,5 cm	0,138 kg	-
231.037	22 x 12 x 3,5 cm	0,215 kg	600 ml
231.040	26 x 12 x 1,5 cm	0,188 kg	-
231.041	22 x 17 x 1,5 cm	0,182 kg	-
231.044	24 x 18 x 1,5 cm	0,235 kg	-
231.052	30 x 20 x 1,5 cm	0,265 kg	-
231.054	30 x 20 x 4 cm	0,315 kg	1.700 ml
231.058	32 x 24 x 1,5 cm	0,435 kg	-
231.060	32 x 24 x 4 cm	0,475 kg	2.000 ml
231.074	42 x 30 x 2 cm	0,690 kg	-
231.077	42 x 30 x 4,5 cm	0,770 kg	4.200 ml

Bandejas perfuradas

Códigos	Dimensões	Peso
232.033	22 x 9 x 1,5 cm	0,110 kg
232.036	22 x 12 x 1,5 cm	0,130 kg
232.037	22 x 12 x 3,5 cm	0,210 kg
232.041	22 x 17 x 1,5 cm	0,175 kg
232.052	30 x 20 x 1,5 cm	0,250 kg
232.054	30 x 20 x 4 cm	0,310 kg
232.058	32 x 24 x 1,5 cm	0,430 kg
232.060	32 x 24 x 4 cm	0,465 kg
232.074	42 x 30 x 2 cm	0,680 kg
232.077	42 x 30 x 4,5 cm	0,730 kg

Bandejas odontológicas

Códigos	Dimensões	Peso	Capacidade
230.033	22 x 9 x 1,5 cm	0,120 kg	6 instrumentos
230.041	22 x 17 x 1,5 cm	0,182 kg	12 instrumentos

Bandeja acupuntura

Códigos	Dimensões	Peso	Capacidade
231.827	14 x 7 x 1 cm	36 g	-

BANDEJAS

Bandejas, indicadas para organizar, esterilizar, armazenar e transportar dispositivos médicos; fabricadas em aço inoxidável AISI 304, marca FAMI.

Utilizadas como **embalagens** na rotina dos serviços de saúde, como hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na podologia, estética e veterinária.

Diferenciais

- ↳ Borda plana que facilita a limpeza e higienização.
- ↳ Superfície não-reflexiva que oferece maior conforto visual ao profissional.
- ↳ Acabamento superficial com menor rugosidade.
- Ⓢ Pertencentes à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.

A - Bandejas Lisas ou Perfuradas: para organizar, esterilizar, armazenar e transportar dispositivos médicos na rotina dos serviços de saúde.

B - Bandejas odontológicas: para organizar, esterilizar, armazenar e transportar instrumentos, em clínicas e consultórios odontológicos, oferecendo proteção e segurança aos dispositivos, bem como organização e praticidade na sua utilização.

C - Bandeja acupuntura: para armazenar, acomodar e permitir um manuseio mais rápido e seguro durante a retirada e colocação das agulhas de acupuntura.





Códigos, dimensões e peso

Estojos Lisos

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
111.008	ø7 x 1,5 cm	0,070 kg	Porta-agulhas
111.013	ø10 x 3 cm	0,080 kg	-
140.016	ø13 x 3 cm	0,175 kg	Porta-gaze tubular
211.017	7 x 6 x 3 cm	0,060 kg	-
211.022	12 x 5 x 2 cm	0,078 kg	-
211.023	10 x 10 x 3 cm	0,145 kg	-
211.025	18 x 4 x 3 cm	0,140 kg	-
211.028	18 x 8 x 2 cm	0,150 kg	-
211.029	18 x 8 x 3 cm	0,225 kg	-
211.031	18 x 8 x 5 cm	0,270 kg	-
211.032	20 x 10 x 2 cm	0,250 kg	-
211.033	20 x 10 x 3 cm	0,267 kg	-
211.035	20 x 10 x 5 cm	0,350 kg	-
211.044	26 x 12 x 6 cm	0,548 kg	-
211.048	28 x 14 x 6 cm	0,850 kg	-
211.056	32 x 16 x 8 cm	1,110 kg	-
211.067	36 x 22 x 9 cm	1,820 kg	-
211.069	42 x 18 x 9 cm	2,280 kg	-
211.082	42 x 28 x 12 cm	3,700 kg	-

ESTOJOS LISOS

Estojos Lisos, indicados para organizar, armazenar e transportar dispositivos médicos; fabricados em aço inoxidável AISI 304, marca FAMI.

Utilizados como **recipiente** para facilitar a logística de dispositivos médicos, na rotina dos serviços de saúde, em hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na podologia, estética e veterinária.

Diferenciais

- Superfície não-reflexiva que oferece maior conforto visual ao profissional.
- Acabamento superficial com menor rugosidade.
- Ⓢ Pertencentes à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.

A - Estojos Lisos: que permitem a organização e transporte de dispositivos médicos.

B - Estojo liso para agulhas: para acondicionamento de agulhas.

C - Estojo liso porta-gaze: para armazenar e dispensar gaze tubular; utilizado na rotina diária de clínicas e consultórios odontológicos.





COMADRE ESTILO PÁ

Comadre, indicada para coleta de dejetos humanos líquidos e sólidos; fabricada em aço inoxidável AISI 304, marca FAMI.

Utilizada como **recipiente** para coletar diurese, fezes e realizar higiene íntima em pacientes com mobilidade reduzida em ambiente médico-hospitalar, clínicas, instituições para longa permanência e *homecare*.

Diferenciais

- ➔ Possui **alça ergonômica** para maior conforto e segurança, no uso e transporte.
- ➔ Desenvolvida para utilização **com tampa** (vendida separadamente), cujo design da alça na parte superior oferece maior conforto e segurança durante o manuseio.
- Ⓢ Pertencente à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.

A - Comadre: que possibilita coletar diurese, fezes e realizar higiene íntima em pacientes com mobilidade reduzida com mais conforto e segurança; em ambiente médico-hospitalar, clínicas, instituições para longa permanência e *homecare*.

B - Tampa para comadre: que possibilita o transporte seguro e higiênico do conteúdo coletado até o local de descarte, limpeza e desinfecção, evitando acidentes e liberação de odores.

Códigos, dimensões e peso

Comadre

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
240.025	40 x 28 cm	0,785 kg	Capacidade 3,5 litros

Tampa da Comadre

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
240.026	ø40 cm	0,262 kg	Para comadre Econox FAMI



Tampa vendida separadamente



Códigos, dimensões e peso

Papagaio

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
140.010	26 x 13 cm	0,358 kg	Capacidade de 1 litro

PAPAGAIO

Papagaio, indicado para coleta de diurese; fabricado em aço inoxidável AISI 304, marca FAMI.

Utilizado como **recipiente** para coletar e desprezar a diurese de pacientes com mobilidade reduzida em ambiente médico-hospitalar, clínicas, instituições para longa permanência e *homecare*.

Diferenciais

- ➔ Possui **alça ergonômica** para maior conforto e segurança, no uso e transporte.
- Ⓜ Pertencente à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.

Papagaio: com a função de prevenir o derramamento de diurese. Possui capacidade de 1 litro, e alça anatômica que simplifica a colocação e remoção.





Códigos, dimensões e peso

Jarras

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
140.011	14 x 19 cm	0,450 kg	Capacidade 2 litros
140.014	14 x 19 cm	0,510 kg	Com tampa. Capacidade 2 litros

JARRAS

Jarras, indicadas para banho de leito, coleta, transporte e transferência de substâncias líquidas; fabricadas em aço inoxidável AISI 304, marca FAMI.

Utilizadas como **recipiente** para banho de leito, coleta, transporte e transferência de substâncias líquidas em ambiente médico-hospitalar, clínicas, instituições para longa permanência e *homecare*.

Diferenciais

- Borda plana que facilita a limpeza e higienização.
- Acabamento superficial com menor rugosidade.
- Pertencente à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.

Jarras: inteiramente em aço inoxidável, com design moderno e alça reforçada que proporciona mais segurança e firmeza durante o manuseio. Disponível, também, **com tampa** que possibilita o transporte seguro e higiênico do conteúdo, evitando acidentes e respingos indesejados.





BALDES

Baldes, indicados para para coleta, transporte e descarte de substâncias líquidas (soluções) e sólidas; fabricados em aço inoxidável AISI 304, marca FAMI.

Utilizados como **recipiente** para coleta, transporte e descarte de substâncias líquidas (soluções) e sólidas, como água para banho de leito, coleta de resíduos de materiais utilizados durante curativos, embalagens abertas durante procedimentos cirúrgicos ou na unidade de internação em hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na veterinária.

Diferenciais

- ➔ Borda plana que facilita a limpeza e higienização.
- ➔ Acabamento superficial com menor rugosidade.
- 🌱 Pertencente à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.

Baldes: inteiramente em aço inoxidável, com design moderno e alça reforçada que proporciona mais segurança e firmeza durante o manuseio. Disponível, também, **com tampa** que possibilita o transporte seguro e higiênico do conteúdo, evitando acidentes e respingos indesejados.

Códigos, dimensões e peso

Baldes

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
141.004	ø18 x 21 cm	0,870 kg	Capacidade 5 litros
141.010	ø29 x 25 cm	1,200 kg	Capacidade 10 litros
141.015	ø30 x 32 cm	1,560 kg	Capacidade 15 litros

Tampas*

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
141.105	ø18 cm	0,200 kg	Para balde de 5 litros
141.110	ø29 cm	0,377 kg	Para balde de 10 litros
141.115	ø30 cm	0,390 kg	Para balde de 15 litros

*Tampas vendidas separadamente



Códigos, dimensões e peso

Cubas Assepsia

Códigos	Dimensões	Peso	Capacidade
231.012	8 x 4 cm	0,032 kg	150 ml
231.014	9 x 5 cm	0,050 kg	200 ml
231.015	10 x 5 cm	0,063 kg	300 ml
231.019	13 x 6 cm	0,136 kg	500 ml
231.022	16 x 6 cm	0,178 kg	1.000 ml

Bacias

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
131.024	ø20 x 4,3 cm	0,160 kg	Capacidade 850 ml
131.028	ø25 x 5,3 cm	0,250 kg	Capacidade 1.500 ml
131.035	ø30 x 6,3 cm	0,345 kg	Capacidade 2.500 ml
131.042	ø35 x 7,2 cm	0,430 kg	Capacidade 3.500 ml
131.048	ø40 x 8,2 cm	0,725 kg	Capacidade 5.500 ml

Cuba Rim

Códigos	Dimensões	Peso	Capacidade
240.038	26 x 12 cm	0,185 kg	700 ml

CUBAS/BACIAS

Cubas, indicadas para acomodação e transporte de substâncias sólidas e líquidas; fabricadas em aço inoxidável AISI 304, marca FAMI.

Utilizadas como **recipiente** para acomodar, transferir, transportar e armazenar substâncias líquidas (soluções), sólidas e temporariamente espécimes para exames ou outros produtos, na rotina dos serviços de saúde, como hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na podologia, estética e veterinária.

Diferenciais

- ⇒ Borda plana que facilita a limpeza e higienização.
- ⇒ Superfície não-reflexiva que oferece maior conforto visual ao profissional.
- ⇒ Acabamento superficial com menor rugosidade.
- ⇒ Pertencentes à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.

A - Cubas para Assepsia: para acomodação e transporte de substâncias sólidas e líquidas; fabricadas em aço inoxidável.

B - Cuba Rim: para acomodação e transporte de substâncias sólidas e líquidas; fabricadas em aço inoxidável. Seu formato anatômico permite que seja posicionado junto ao corpo do paciente para contenção de fluídos durante procedimentos de higiene e troca de curativos.

C - Bacias: para banho de leito, transporte e armazenamento de substâncias líquidas (soluções) e sólidas como órgãos para transplante, para transporte de espécimes para exames ou outros produtos em hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar quanto na podologia.





Códigos, dimensões e peso

Porta-Algodões

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
120.015	ø8 x 8 cm	0,170 kg	Standard, para algodão servido.
120.016	ø8 x 8 cm	0,185 kg	Com mola, para algodão limpo.
120.020	ø10 x 10 cm	0,230 kg	Capacidade 780 ml
120.024	ø12 x 12 cm	0,340 kg	Capacidade 1.350 ml
120.028	ø14 x 14 cm	0,465 kg	Capacidade 1.900 ml

PORTA-ALGODÕES

Porta-Algodões, indicados para acondicionar ou descartar algodão ou gaze; fabricados em aço inoxidável AISI 304, marca FAMI.

Utilizados como **recipiente** para guardar insumos (modelo Liso), e para acondicionar algodão e gaze para uso imediato (modelo com mola, para algodão limpo) ou descarte (modelo standard, para algodão servido), na rotina dos serviços odontológicos.

Diferenciais

- Superfície não-reflexiva que oferece maior conforto visual ao profissional.
- Acabamento superficial com menor rugosidade.
- Pertencentes à linha Econox FAMI, composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.

A - Porta-Algodão com mola, para algodão limpo: com tampa perfurada que permite uma acomodação organizada do algodão ou gaze facilitando sua utilização durante os procedimentos.

B - Porta-Algodão standard, para algodão servido: versão com perfuração central, indicado para o descarte seguro de algodão ou gaze já utilizados.

C - Porta-Algodões Lisos: com tampa lisa sem perfuração que permite uma acomodação organizada do algodão ou gaze.





TAMBORES

Tambores perfurados, indicados para organizar, esterilizar, armazenar e transportar produtos têxteis; fabricados em aço inoxidável AISI 304, marca FAMI.

Utilizados como **embalagem** na rotina dos serviços de saúde, como hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na podologia, estética e veterinária.

Diferenciais

- ➔ Tampa perfurada com escotilha que permite, quando aberta, a penetração e remoção do vapor e do ar, durante o processo de esterilização.
- Ⓢ Pertencentes à linha Econox FAMI composta por produtos fabricados de maneira sustentável, cujos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável.

A - Tambores perfurados: utilizados para acondicionar e esterilizar algodão, gaze, campo cirúrgico e outros produtos têxteis.

B - Tambores perfurados com alça: que auxiliam no transporte e manuseio.

Códigos, dimensões e peso

Tambores perfurados

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
122.020	ø10 x 10 cm	0,245 kg	Capacidade 780 ml
122.024	ø12 x 12 cm	0,370 kg	Capacidade 1.350 ml
122.026	ø14 x 12 cm	0,430 kg	Capacidade 1.600 ml

Tambores perfurados com alça

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
122.030	ø16 x 14 cm	0,590 kg	Capacidade 2.800 ml
122.032	ø18 x 14 cm	0,600 kg	Capacidade 5.380 ml
122.038	ø20 x 18 cm	0,950 kg	Capacidade 7.200 ml
122.040	ø24 x 16 cm	1,010 kg	Capacidade 10.560 ml
122.045	ø29 x 16 cm	1,465 kg	Capacidade 10.850 ml
122.048	ø24 x 24 cm	1,310 kg	Capacidade 15.840 ml
122.053	ø29 x 24 cm	1,800 kg	Capacidade 19.000 ml
122.058	ø29 x 29 cm	1,935 kg	Capacidade 21.700 ml
122.068	ø34 x 24 cm	2,095 kg	Capacidade 32.200 ml
122.080	ø39 x 27 cm	2,765 kg	Capacidade 32.200 ml





ACESSÓRIOS FAMI

Acessórios, como suportes para embalagens, organizadores para instrumental, mantas de silicone, entre outros, indicados para uso em conjunto com outras soluções para proporcionar maior eficiência e segurança tanto para os processos quanto para os profissionais; marca FAMI.

Os **acessórios** são utilizados para promover maior proteção, organização e segurança em diversas etapas do ciclo de processamento, permitindo usufruir ao máximo os benefícios e melhorando os processos, em hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na veterinária.

Diferenciais

- ↳ Extensa gama de componentes autoclaváveis.
- ↳ Duráveis e versáteis, foram projetados para assegurar a máxima qualidade e eficiência nas etapas do ciclo de processamento.

A - Suportes para pouches (envelopes): em formato espiral com divisórias, melhora a organização e circulação do agente esterilizante ao impedir a sobreposição dos envelopes. Otimiza a capacidade interna de autoclaves a vapor e permite a esterilização simultânea de vários pacotes.

B - Organizadores para instrumental: em três diferentes tamanhos, para o agrupamento e organização de instrumentais.

C - Mantas de silicone: com superfície em forma de pinos, que proporcionam proteção e segurança na acomodação dos dispositivos médicos, evitando sua movimentação dentro da embalagem de proteção (caixa/estojo/cesto) durante o processo de esterilização e transporte.

Códigos, dimensões e peso

Suportes para pouches


Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
888.809	Ø90 x 260 mm	100 g	Com 9 divisórias

Organizadores para instrumental

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
888.811	75 mm	100 g	-
888.812	100 mm	120 g	-
888.813	125 mm	130 g	-

Mantas de Silicone

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
557.417	12 x 5 cm	25 g	Para estojos 12 x 5 cm
557.426	18 x 8 cm	70 g	Para estojos 18 x 8 cm
557.430	20 x 10 cm	100 g	Para estojos 20 x 10 cm
557.438	26 x 12 cm	150 g	Para estojos 26 x 12 cm
557.442	26 x 16 cm	180 g	Para estojos 26 x 16 cm
557.443	28 x 14 cm	195 g	Para estojos 28 x 14 cm
557.448	32 x 16 cm	220 g	Para estojos 32 x 16 cm





Pós-Vendas FAMI

Para uma melhor experiência com nossos produtos e equipamentos conte com o nosso Pós-vendas!

