

Escovas para limpeza de dispositivos médicos

A limpeza dos dispositivos médicos é a etapa mais crítica do processamento e tem como objetivo principal a remoção de resíduos, orgânicos e inorgânicos, para garantir a eficácia nos processos de desinfecção e esterilização.

Para atender aos requisitos de boas práticas nesta importante etapa do processamento, conheça nossa linha de escovas.

Escovas para limpeza de superfície



- A - AQTB-02P** 3 fileiras de cerdas PTB, 18 cm - 3 pçs/emb.
- B - AQTB-02** 3 fileiras de cerdas de nylon, 18 cm - 3 pçs/emb.
- C - AQTB-05** Cerdas de nylon com terminação dupla, 18 cm - 2 pçs/emb.
- D - AQTB-13** Escova dupla de nylon/inox, 18 cm - 3 pçs/emb.
- E - AQTB-19** Cerdas de nylon, 22 cm - 1 pç/emb.
- F - AQTB-16** Escova acetabular, 20 cm - 3 pçs/emb.

